

DB-COMFORT UPGRADE

FEATURE PACK FÜR
SECUTEST UND SECLIFE

(AB FIRMWARE 2.1)



SOFTWARE UPGRADE FÜR SECUTEST UND SECLIFE PRÜFGERÄTE

Hauptmerkmale unserer Prüfgeräte

	SECUTEST			SECULIFE		
	BASE	PRO	PRO BT COMFORT	ST BASE	ST BASE 25	ST PRO
	M705B	M705C	M705E	M693F	M693G	M694C
10 A R _{PE} Prüfstrom	—	■	■	■	—	■
25 A R _{PE} Prüfstrom	—	—	—	—	■	—
Touch Keyboard	—	■	■	■	■	■
Zweite Prüfsonde	—	■	■	■	■	■
Spannungsmesseingänge	—	■	■	■	■	■
Datenbankerweiterung	—	■	■	■	■	■
Antimikrobielle Wirksamkeit	—	—	—	■	■	■
DB-Comfort	□	□	■	□	■	■
Bluetooth	□	□	■	□	□	□

□ Optional erhältlich

Besonderheiten und Leistungsmerkmale des DB-Comfort Feature Pack

■ NEUES, ZUSÄTZLICHES DATENBANKOBJEKT MEDIZIN

Gerät mit erweiterten Eingabemöglichkeiten

■ BENUTZERDEFINIERT PRÜFSEQUENZEN

Die Anzahl der benutzerdefinierten Sequenzen ist auf 24 erhöht

■ VERSCHIEBEN VON PRÜFOBJEKTEN

Per Langdruck auf die Baumdarstellung im Hauptbildschirm kann das ‚Verschieben‘ eines (Medizin)-Gerätes im Baum eingeleitet werden.

■ TOUCHEDIT

Per Langdruck auf die Detaildarstellung im Hauptbildschirm kann das ‚Bearbeiten‘ eines (Medizin)-Gerätes geöffnet werden.

■ AUTOSTORE

Im Setup kann die Funktion Autostore aktiviert werden, sodass Prüfergebnisse im automatischen Test sofort unter dem selektierten Prüfobjekt abgespeichert werden.

■ PUSHPRINT

Ein mit dem Tester verbundener Rechner kann den SECUTEST in einen Modus versetzen in dem anstelle die Daten zu speichern die Daten direkt an den verbundenen PC geschickt werden.

■ QUICKEDIT

Bei der Eingabe eines neuen Prüflings kann die Option QuickEdit eingeschaltet werden – dann können nach Eingabe der ID-Nummern auch gleich alle anderen Felder eingegeben werden.

■ SUCHE

Die Suche über den „Suchen alle“ Softkey sucht nun auch im neuen Feld „UDI“ (Unique Device Identification) von Medizin-Geräten.